

## 無菌試験

2022年3月25日  
ファーマバイオ株式会社

- ✓ 核酸増幅試験（Nucleic-acid Amplification Test; NAT法）による高感度検査です。
- ✓ 細胞・培養上清・培地等のサンプルを対象とした試験に対応します。
- ✓ 通常納期に加え、特急オプションをご用意しております。その場合、検体受領後3営業日での結果報告が可能です。
- ✓ 検査結果は、報告書（陰性/陽性）の他、オプションで定性波形データをご提供可能です。
- ✓ 納期は、検体受領後15営業日です。

### 【無菌検査】

（単位：円、カッコ内は税込金額）

基本料金*	180,000 (198,000)	特急オプション料**	100,000 (110,000)	定性波形データシートオプション料	12,000 (13,200)
-------	-------------------	------------	-------------------	------------------	-----------------

\* 日本薬局方 無菌試験法にて記載される標準菌6種（*Bacillus subtilis*、*Pseudomonas aeruginosa*、*Clostridium sporogenes*、*Staphylococcus aureus*、*Candida albicans*、*Aspergillus brasiliensis*）が本検査により検出可能であることは確認されておりますが、本検査は個別の菌を同定する試験ではございません。

\*\* 検査結果報告までの所要日数を、検体受領日の翌日から3営業日以内に短縮するオプションになります。