

無菌試験

2023年1月1日
ファーマバイオ株式会社

- ✓ 核酸増幅試験 (Nucleic-acid Amplification Test; NAT法)による高感度検査です。*
- ✓ 細胞・培養上清・培地等のサンプルを対象とした試験に対応します。
- ✓ 通常納期に加え、特急オプションをご用意しております。その場合、検体受領後3営業日での結果報告が可能です。**
- ✓ 検査結果は、報告書(陰性/陽性)の他、オプションで定性波形データをご提供可能です。
- ✓ 納期は、検体受領後15営業日です。

* 日本薬局方 無菌試験法にて記載される標準菌6種 (Bacillus subtilis、Pseudomonas aeruginosa、Clostridium sporogenes、Staphylococcus aureus、Candida albicans、Aspergillus brasiliensis) が本検査により検出可能であることは確認されておりますが、本検査は個別の菌を同定する試験ではございません。

** 検査結果報告までの所要日数を、検体受領日の翌日から3営業日以内に短縮するオプションになります。