

新型コロナウイルス（SARS-Cov-2）検査を追加しました！

- ✓ 核酸増幅試験（Nucleic-acid Amplification Test; NAT）による高感度検査です。
- ✓ 細胞・培養上清・血液等のサンプルを対象とした試験に対応します。
- ✓ 検査対象の種類に応じて4つの基本セットを用意しております。
- ✓ ウイルス個別やご希望の組み合わせでの検査も可能です。
- ✓ 検査結果は報告書（陰性/陽性）の他、オプションで、波形データや定量（SARS-Cov-2検査を除く****）も承ります。
- ✓ 納期は検体受領後15営業日です。

カテゴリー	項目	Aセット	Bセット	Cセット	Dセット
マイコプラズマ*	(マイコプラズマのみ=Dセット)	●	●		●
レトロウイルス	ヒト免疫不全ウイルス1型 (HIV1)	●	●		
	ヒト免疫不全ウイルス2型 (HIV2)	●	●		
	成人T細胞白血病ウイルス1型 (HTLV1)	●	●		
	成人T細胞白血病ウイルス2型 (HTLV2)	●	●		
DNAウイルス	B型肝炎ウイルス (HBV)	●	●		
	Epstein Barr Virus (EBV)	●	●	●	
	サイトメガロウイルス (CMV)	●	●	●	
	ヒトパルボウイルスB19 (ParvoB19)	●	●	●	
	単純ヘルペスウイルス1型 (HSV1)	●		●	
	単純ヘルペスウイルス2型 (HSV2)	●		●	
	水痘・帯状ヘルペスウイルス (VZV)	●		●	
	ヒトヘルペスウイルス6型 (HHV6)	●		●	
	ヒトヘルペスウイルス7型 (HHV7)	●		●	
	ヒトヘルペスウイルス8型 (HHV8)	●		●	
	アデノウイルス(ADV)**	●		●	
	ヒトポリオーマJCウイルス(JCV)	●		●	
	ヒトポリオーマBKウイルス(BKV)	●		●	
	ヒトパピローマウイルス (HPV) ***	●			
RNAウイルス	インフルエンザウイルスA/B				A/B型の判別可
	パラインフルエンザウイルスI/II				I/II型の判別可
	RSV A/B				A/B型の判別可
	ノロウイルスG I/G II				G I/G II型の判別可
	A型肝炎ウイルス (HAV)				
	C型肝炎ウイルス (HCV)	●	●		
	風疹 (ルベラ)				
	メタニューモ				
	新型コロナウイルス (SARS-Cov-2)				
	ウエストナイルウイルス (西ナイルウイルス)				
エンテロウイルス	コクサッキーウイルス				エンテロ属として検出 (判別不可)
	エコーウイルス				
	ポリオウイルス				
細菌	緑膿菌				
	クラミジア****				
	結核菌				
	アクネ菌				
	梅毒				
	バルトネラ				
真菌	アスペルギルス				
	カリニ				
	カンジダ				
	クリプトコッカス				
	トリコスポロンアサヒ				
原虫	クリプトスポリジウム				
	アカントアメーバ				
	トキソカラ				
	トキソプラズマ				
オプション	波形データオプション				
	結果が陽性の場合の定量オプション				
	結果が陽性の場合の定量ならびに定量波形データシートオプション				

* 検出できるマイコプラズマ: 第17改正日本薬局方において指定されている7菌種 M. pneumoniae, M. hyorhinitis, M. arginini, M. orale, M. salivarium, M. fermentans, A. laidlawii (同定不可)

** 検出できる血清型: 1-3, 5-8, 10-12, 16, 17, 19, 21, 28, 31, 34, 40, 48

*** 検出できる遺伝子型: 16, 18

**** 検出可能なクラミジア: Chlamydia muridarum, suis, trachomatis, Chlamydia abortus, caviae, felis, pecorum, pneumoniae, psittaci (同定不可)

***** 新型コロナウイルス (SARS-Cov-2) 検査は、報告書 (陰性/陽性) およびオプションでの波形データのご提供のみとさせていただきます。